



Masque fait-maison : le tuto du CHU de Grenoble.

Patron pour fabriquer un masque de protection en tissu.

© CHU de Grenoble / GRI.FTE.193V1 - 13/03/20 / Craft Passion

Face à la pénurie de masques pour les soignants, le **Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble** (en Isère) a proposé à son personnel hospitalier un patron de couture pour fabriquer leur propre masque de protection. **Matériel nécessaire :**

- des chutes de coton pour l'extérieur et la doublure,
- du molleton fin ou de la polaire fine pour l'intérieur
- et un élastique souple.

Il s'agit d'une "option complémentaire" et non "une instruction" pour les soignants qui ne sont pas en contact direct avec des personnes atteintes du coronavirus, a tenu à ajouter l'établissement. Le document daté du 13 mars détaille toutes les étapes nécessaires à la confection d'un masque de protection. Ce masque est réutilisable à condition de le nettoyer tous les jours à 30°C avec du détergent classique, préconise le centre hospitalier.

